

# 「直肠给药 直达病灶 疗效显著 独家制药」

## 温馨提示

首次使用灌肠可能会出现肠道反应（腹泻、腹痛），此现象并不影响治疗效果，均属正常现象，一般在使用3瓶后可缓解或消除此现象。

淘宝网有“输液恒温器”，方便药液持续恒温，根据需要可以自行购买。

## 用法用量

直肠给药，每日一次，每次一瓶；

10天为一个疗程，时隔3-4天，可行第二个疗程（孕期及月经期停止用药）

## 包装说明

每个药盒里有5个独立包装袋，其中一个独立包装袋内含：一根灌肠管及1根肛管；另外4个独立包装袋分别是4根肛管；肛管为一次性使用，灌肠结束后扔掉；灌肠管继续保留，可重复使用，每次用药前在灌肠管末端换上新的肛管即可使用。



(在线医学专家)

## 适用症

主要适用症	建议使用疗程
✓ 急性盆腔炎辅助治疗 ✓ 痛经 / 慢性盆腔痛	1 个疗程以上，或遵医嘱
✓ 慢性盆腔炎症 ✓ 附件炎症包块 / 盆腔结核性包块 / 盆腔血瘀性包块 ✓ 卵巢囊肿	3 个疗程以上，或遵医嘱
✓ 子宫肌腺病 / 子宫内膜异位 / 子宫肌瘤	5 个疗程以上，或遵医嘱
✓ 反复发作的盆腔炎	6 个疗程后停用 1 个月再使用 3 个疗程，或遵医嘱
✓ 输卵管性不孕症	9 个疗程以上，或遵医嘱

## 患者用药 温馨提示卡



## 使用方法

### ► 准备

**01** 请准备输液网兜（无输液网兜可用小塑料马甲袋替代：在马甲袋底部用剪刀剪个小口，小口大小可套住药物瓶口即可），用于悬挂灌肠药瓶，悬挂高度高于床面40厘米~70厘米。

**02** 请从药盒中取出一瓶药液，放入温水中加温至37℃~42℃左右，将药液充分摇匀，并用手背试一下温热而不烫即可。

**03** 输液网兜（或准备好的小塑料袋）套住药物瓶，瓶口朝上。打开灌肠器包装袋，取出灌肠管连接好肛管，灌肠管尖锐端插入药瓶橡皮塞内，再将药瓶倒挂，待药物灌满整个灌肠器管道将滴速调节器关闭，防止药物流出。

**04** 灌肠前请先排空大小便（便秘患者可先使用开塞露排便后再灌肠），在床上垫一个护理垫，防止药液溢出污染床单。

### ► 操作

**01** 取侧卧位将一次性肛管由肛门旋转缓慢插入直肠，插入深度为12-14cm（一次性肛管上有深度标记）。

**02** 用滴速调节器调节滴速（15~30滴/分钟），灌肠滴注速度一定要缓慢，每瓶滴注时间20-30分钟，也可采用间断滴注法（每次滴注10毫升左右，间隔5分钟，1瓶药液4~5次滴完）。

**03** 临睡前灌肠为最佳时间，滴注结束后可以直接入睡，让药物成分在体内充分吸收，药力持久发挥作用。

### ► 整理

灌肠结束后将肛管由肛门拔出，将肛管从灌肠管上取下丢弃，主管从药瓶取下用温热水清洁后保留在

续使用。



使用视频二维码

